

Ausrüstung der Ersteinsatzfahrzeuge bzw. weiterer autonom eingesetzter Fahrzeuge mit Sanitäts-Notfallmaterial:**A Beatmung, Koffer blau**

- 1 Beatmungsbeutel Leardal für Erwachsene
Grösse 3 + 5
- 1 Beatmungsbeutel Leardal für Kinder mit
Sauerstoffreservoir, Masken Grösse 0 + 2
- 1 O₂-Verbindungsschlauch
- 1 Sauerstoffflasche 2 lt., Druckminderer mit
variabler Dosierung (empfohlene Einstellung
8 - 10 lt./min.)
- 1 O₂-Maske mit Schlauch
- 1 Sauerstoffflasche 2 lt. Reserve (in der Regel
im Depot)
- 10 Paar Latexhandschuhe, Grössen M + L
(Koffer Alu, gekennzeichnet mit blauem
Band, rotem Kreuz und Aufschrift "Beat-
mung")

B Verband, Koffer grün

- 20 Karten Patientenleitsystem
- 10 Rettungsdecken (Gold-Silber)
- 5 Verbandspatronen Modell Armee "gross"
- 5 Verbandspatronen Modell Armee "klein"
- 10 Telfa-Kompressen "gross"
- 10 Telfa-Kompressen "klein"
- 10 Vierecktücher "gross" (steril)
- 10 Aluderm-Verbandstücher 80 x 80 cm
- 2 Rollen Heftpflaster "breit"
- 2 Rollen Heftpflaster "schmal"
- 1 kombinierte Verband-Kleiderschere
- 10 Paar Latexhandschuhe, Grössen M + L
(Koffer Alu, gekennzeichnet mit grünem
Band, rotem Kreuz und Aufschrift "Ver-
band")

C Halskragen

- PHILADELPHIA - EMS - Collar,
Grössen S, M + L

D Erste Hilfe allgemein, Koffer

Diverses allgemeines Verbandmaterial für kleinere Verletzungen während des Einsatzes z. B. FLAWA Artikel 7357 (auf jedem Feuerwehrfahrzeug).

E Schaufelbahre

Ferno Modell 65

F Tragbahre Model Berger

Zusammengelegt in Tragsack

G Vakuummatratze

Auf einem Einsatzfahrzeug empfohlen

H KED (KENDRICK EXTRICATION DEVICE)

Korsett zur Bergung sitzender Verletzter

Handhabungsvorschriften**1. Beatmungskoffer**

- 1.1 periodische Kontrolle
 - Zustand von Koffer und Inhalt
 - Druckkontrolle Sauerstoff > 150 bar
 - Kontrollblatt (analog PA) nachtragen
 - EMPA 10-Jahresprüfung und Kontrolle
Druckminderer
- 1.2 Retablieren nach Einsatz und Übung
 - reinigen, desinfizieren und trocknen
 - Sauerstoffflasche wechseln, wenn Druck unter 150 bar

Achtung: Sauerstoffarmaturen und Anschlüsse *nie* mit Fett / Öl oder fett- / ölhaltigen Putzlappen behandeln.

- Kontrollblatt nachtragen
- Maske, Ventile und Beutel nach jedem Einsatz desinfizieren
- nach Kurzübungen nur Maske desinfizieren

2. Verbandkoffer

- Zustand von Koffer und Inhalt
- fehlendes Material ergänzen
- reinigen und trocknen

3. Halskragen

- reinigen, desinfizieren und trocknen

4. Berger-Bahre / Schaufelbahre

- Aufstellen, Achtung: Finger beim Spannen nicht einklemmen
- Zusammenlegen, Achtung: beim Zusammenlegen das Tuch beim Gelenk nicht verletzen

5. KED

Beim Retablieren sind die Blutflecken sofort mit Wasserstoffsperoxyd (Sicherheitshinweise auf Produkt beachten) zu waschen.